

Mini Modell Mobile Lite R23 – Flex Modell Mobile Pro R23 6P QT – Fallsensor mit Alarmtaste

Empfehlung zur korrekten Nutzung des Fallsensors

Wenn die Sturzerkennungsfunktion für das Flex / das Mini aktiviert ist sowie beim Zubehör Fallsensor mit Alarmtaste, tragen Sie das Gerät bitte um den Hals und lassen Sie es vor der Brust hängen, damit der Sturzsensord effektiv ausgelöst werden kann. Bitte tragen Sie den Fallsensor nicht am Gürtel, legen Sie ihn nicht in Ihre Tasche oder Manteltasche, da dies zu einer Nicht-Erkennung eines Sturzes führen, oder Fehlalarme auslösen kann.

Beste Art, den Fallsensor zu tragen:

- A. Lassen Sie es vor der Brust hängen und passen Sie die Länge der Halskette so an, dass der Sensor am unteren Ende des Brustbeins hängt, wie im Bild unten gezeigt.
- B. Tragen Sie das Flex / das Mini sichtbar und ausserhalb jeglicher Kleidung.
- C. Wenn ein Sturz auftritt, ist es am besten, wenn das Flex den Boden berühren kann.

Falsche Art den Fallsensor zu tragen:

- A. Eine zu kurze oder zu lange Halskette kann zu Fehlalarmen oder keiner Reaktion führen.
- B. Wenn der Fallsensor in einer Brusttasche getragen oder in einer Tasche platziert wird, führt dies zu einer Nicht-Erkennung des Sturzes.

Legen Sie den Fallsensor vorsichtig auf einen Tisch oder in die Ladestation, wenn Sie es nicht benutzen, um einen Fehlalarm zu vermeiden.

Aufgrund der Natur des Fallsensormechanismus kann der Sturzmelder nicht zu 100 % genau sein. Fehlalarme oder Erkennungsfehler im täglichen Gebrauch können nicht vollständig vermieden werden.

Bitte nutzen Sie die den Notrufknopf, um den Alarm manuell zu aktivieren, wenn dies erforderlich ist, um die Sicherheit zu gewährleisten.

